

Fälschungen der Novo Nordisk Insulinnadeln „NovoFine“ mit Chargennummer „08J02S“

Von europäischen Behörden und dem Schweizer Distributor des Produktes NovoFine wurde Swissmedic darauf aufmerksam gemacht, dass in drei europäischen Ländern (Niederlande, England, Polen) gefälschte Insulinnadeln des Typs NovoFine entdeckt wurden, welche nicht genau auf den entsprechenden Pen passen. Die Firma Novo Nordisk Pharma orientierte die Schweizer Grossisten bereits über die Fälschungen.

Die bisherigen gefälschten Produkte können anhand folgender Merkmale erkannt werden und sollten auf keinen Fall verwendet werden:

- Englische Packungsaufmachung: Die in der Schweiz vertriebenen Originalprodukte weisen Packungen in den Landessprachen auf.
- Die bisher gefundenen Fälschungen sind mit der Chargennummer 08J02S und dem Verfalldatum 08/2013 versehen.
- Auf der 100er Packung fehlt eine ausgezogene Linie unter der Markierung „CE“.
- Ungenügende Qualität: Die gelieferten Nadeln passen möglicherweise nicht genau auf den Insulin-Abgabe-Pen.
- Transparente Klebstoffspuren könnten dort sichtbar sein, wo die Nadeln an der Kunststoffhalterung angebracht sind. Die Originalnadeln sind hingegen mit Weissm Klebemittel fixiert.

Es ist nicht auszuschliessen, dass gefälschte Produkte auch in der Schweiz zum Kauf angeboten werden. Sofern Sie davon Kenntnis haben, ersuchen wir Sie dringend, Swissmedic darüber zu informieren.

Kontakt

Swissmedic, Abteilung Medizinprodukte
Hallerstrasse 7
Postfach
CH-3000 Bern 9
Tel. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46
e-Mail: medical.devices@swissmedic.ch

Weitere Informationen über Medizinprodukte finden Sie im Internet auf www.swissmedic.ch/md.asp