

Fälschungen des Multilan Intrauterin Pessars „Multiload Cu 375 SL“ mit Kennzeichnung „CE 5020“

Vom Schweizer Distributor des Produktes Multiload wurde Swissmedic darauf aufmerksam gemacht, dass in der Türkei gefälschte Produkte des Typs CU 375 SL entdeckt wurden. Die Firma Organon AG hat bisher nur die Ausführung „Multiload CU 375“ in der Schweiz vertrieben, nicht die von der Fälschung betroffene SL-Version. Sie orientierte ihre Kunden bereits über die Fälschungen.

Die gefälschten Produkte können anhand der auf der Aussenverpackung angebrachten Kennzeichnung „CE 5020“ erkannt werden. Multilan Originalprodukte sind im Gegensatz dazu mit „CE 0050“ gekennzeichnet. Auch auf der Primärverpackung ist die falsche CE-Kennzeichnung angebracht. Ein regelmässiger Anwender dieser Produkte kann am gefälschten Produkte weitere Unterschiede bemerken: Den fehlenden Beipackzettel und den blauen Kunststoffring am Pessar an Stelle eines weissen. Die Produkte sind als unsicher einzustufen und nicht zu verwenden.

Es ist nicht auszuschliessen, dass gefälschte Produkte Spitälern oder Ärzten in der Schweiz zum Kauf angeboten werden. Sofern Sie davon Kenntnis haben, ersuchen wir Sie dringend Swissmedic darüber zu informieren.

Kontakt

Swissmedic, Abteilung Medizinprodukte
Hallerstrasse 7
Postfach
CH-3000 Bern 9
Tel. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46

Weitere Informationen über Medizinprodukte finden Sie im Internet auf www.swissmedic.ch/md.asp