

**Avis de sécurité : Rappel cannes anglaises modèle ADVANCE – Herdegen Paris, Chelles**

**Le 15 août 2019**

**Produit concerné**

Les produits concernés sont **les cannes anglaises ADVANCE fabriquées entre janvier 2018 (lot 01/2018) et août 2018 (08/2018)**, qui constituent une aide technique à la marche.

**Motif de la publication**

Il ne peut être garanti que tous les clients finaux concernés en Suisse soient informés de cette mesure de sécurité.

**Description du risque**

La poignée ou l'appui anté-brachial des cannes sont susceptibles de se briser. L'utilisateur risque par conséquent de tomber et de se blesser.

**Mesures recommandées**

La recommandation de Swissmedic est la suivante :

- Suivre les recommandations du fabricant (voir l'information de sécurité du fabricant en annexe).

**Contact**

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques / division Dispositifs médicaux /  
Hallerstrasse 7 / 3012 Berne

Tél. : +41 58 463 22 51

Fax : +41 58 462 76 46

Internet : <http://www.swissmedic.ch/md>

E-mail : [medical.devices@swissmedic.ch](mailto:medical.devices@swissmedic.ch)

CHELLES le 17/06/2019

A l'attention du Correspondant de Matéiovigilance  
pour diffusion interne et auprès des officines

Rappel cannes anglaises modèle **ADVANCE**  
(lots fabriqués de janvier à août 2018  
identifiés **01 à 08/2018**)



**01**

**02**

**03**

**04**

**05**

**06**

**07**

**08**

**Rappel**

Madame, Monsieur,

HERDEGEN est soucieuse de mettre sur le marché des dispositifs médicaux garantissant la sécurité des patients.

Les cannes ADVANCE sont des dispositifs médicaux de classe I, répondant aux exigences du marquage CE selon la directive 93/42/CEE et sont conformes à la norme ISO 11334-1. La canne étant une aide technique permettant de palier à une déficience,

temporaire ou permanente, en terme de mobilité, la rupture de la poignée ou de l'appui anté-brachial peut entraîner le déséquilibre du patient et sa chute éventuelle.

Il s'avère que des cannes issues des lots de production janvier à août 2018 ont fait l'objet de réclamations en nombre limité.

Les actions préventives et correctives prises sur cette période, sont rentrées pleinement en vigueur à compter du lot 09/2018 inclus, aucune réclamation similaire à la période précédente n'a été enregistrée à ce jour, confirmant les mesures prises.

Nous sommes soucieux d'une bonne adéquation des produits avec l'attente des patients. Nous avons décidé de procéder aux rappels des lots produits de **janvier à août 2018** pour palier à tout risque de déficience éventuelle liée à la qualité des cannes.

Seules les cannes ayant un dateur unique sont concernées (photo N°1). Les cannes ayant un double dateur (entrée en vigueur en septembre 2018, voir la photo N°2) ne sont pas concernées par ce rappel.

Le présent courrier est adressé aux distributeurs identifiés comme ayant été destinataires des lots en cause. Si vous avez vendu ou cédé certaines de ces cannes à d'autres distributeurs ou détaillants, transmettez-leur la présente information.



**Lots 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/2018**  
1 seul dateur



**Exemple de produit non rappelé**  
2 dateurs

Dominique DRUTEL

**Correspondant matériovigilance**

**Pour toute question concernant ce rappel, vous pouvez contacter notre Service Client  
au 33 2 48 23 84 50 ou notre Service Qualité ([qualite@herdegen.fr](mailto:qualite@herdegen.fr))**

**RAPPEL CANNES ANGLAISES ADVANCE (lots 01 à 08/2018)**

---

Avis de réception / lettre de réponse à compléter et à renvoyer  
**au plus tard le 31 juillet 2019.**

Je confirme que nous avons bien inventorié le stock de cannes anglaises ADVANCE en notre possession et informer les officines concernées.

Cocher ci-dessous les rubriques correspondant à votre situation et indiquer les quantités concernées :

- Nous ne disposons d'aucune canne correspondant aux lots 01 à 08/2018 :
  - Ces lots n'ont jamais été réceptionnés dans notre établissement
  - Toutes les cannes issues des lots 01 à 08/2018 ont été distribuées ; **indiquer leur nombre** :
- Nous avons recensé des cannes correspondant aux lots 01 à 08/2018 ; **indiquer leur nombre** :

Nom du distributeur.....

Numéro de compte .....

Nom de la personne qui répond.....

Fonction.....

Date.....

Signature

Veillez remplir ce formulaire et l'envoyer au service clientèle de HERDEGEN SAS par e-mail à : [qualite@herdegen.fr](mailto:qualite@herdegen.fr)