

**Avis de sécurité urgent : SECURIDRAP SELFIA de la société MULLIEZ-FLORY (France) : mise en garde contre toute utilisation de ce produit.**

**Le 28 juillet 2017**

### **Produit concerné**

Le produit SECURIDRAP SELFIA est un dispositif médical de couchage de sécurité afin de prévenir des chutes.

### **Description du risque**

L'autorité compétente française, l'ANSM a été informée par des hôpitaux et des maisons de retraite de plusieurs décès de patients, lesquels étaient assurés pendant la nuit par les dispositifs médicaux de couchage de sécurité SECURIDRAP SELFIA. Les patients ont été retrouvés étouffés, une partie de leur corps en dehors du lit, mais toujours attaché avec leur dispositif médical de couchage de sécurité.

En raison de ses annonces, l'ANSM a décidé de suspendre la mise sur le marché, l'exportation, la distribution et l'utilisation des dispositifs médicaux de couchage de sécurité SECURIDRAP SELFIA, L'ANSM a obligé le fabricant français MULLIEZ-FLORY de retirer ce produit du marché.

De plus amples informations de la part de l'ANSM sont disponibles sur ce [lien](#).

À l'heure actuelle, Swissmedic n'a pas d'informations concernant l'existence ou non de ce produit sur le marché suisse.

### **Mesures recommandées**

La recommandation de Swissmedic est la suivante :

- Ne pas utiliser le produit SECURIDRAP SELFIA

### **Contact**

Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques / Division Dispositifs médicaux / Hallerstrasse 7 / Case postale / CH - 3000 Berne 9

Tél. : +41 58 463 22 51

Fax : +41 58 462 76 46

Internet : [www.swissmedic.ch/md](http://www.swissmedic.ch/md)

E-Mail : [medical.devices@swissmedic.ch](mailto:medical.devices@swissmedic.ch)