

## **Contrefaçons du pessaire intrautérin Multilan "Multiload CU 375 SL" avec marquage "CE 5020"**

Le distributeur suisse du produit Multiload a attiré l'attention de Swissmedic sur la découverte, en Turquie, de produits contrefaits du type CU 375 SL. Jusqu'ici, la maison Organon SA n'a distribué en Suisse que la variante "Multiload CU 375", et non la version contrefaite SL. Elle a déjà porté cette contrefaçon à la connaissance de ses clients.

Les contrefaçons sont reconnaissables au marquage "CE 5020" apposé sur l'emballage extérieur. Les produits originaux Multilan sont, eux, marqués "CE 0050". L'emballage interne étanche porte également le faux marquage CE. L'utilisatrice régulière de ces produits peut reconnaître les contrefaçons à d'autres différences: pas de notice d'emballage, et un anneau en matière synthétique bleu sur le pessaire au lieu d'un blanc. Le produit est à considérer comme non sûr et à ne pas utiliser.

On ne peut exclure que ces contrefaçons soient proposés à des hôpitaux ou médecins en Suisse. Dans la mesure où vous en avez connaissance, nous vous prions instamment d'en avertir Swissmedic.

### Contact

Swissmedic, Division Dispositifs Médicaux  
Hallerstrasse 7  
Case postale  
CH-3000 Berne 9  
Tél. 031 323 22 51 / Fax 031 322 76 46

D'autres informations sur les dispositifs médicaux sont publiées sur Internet à l'adresse [www.swissmedic.ch/md.asp](http://www.swissmedic.ch/md.asp)