



Importanti informazioni sulla
sicurezza in accordo con  **SWISSmedic**

Luglio 2026

Comunicazione importante sulla sicurezza dei medicinali

KwikPen® Mounjaro® soluzione iniettabile in penna preriempita per uso multiplo – tutti i dosaggi (69696)

Gentili Signore e Signori

In accordo con Swissmedic, **desideriamo informarLa che, per un utilizzo corretto di KwikPen® Mounjaro®, è assolutamente necessario seguire attentamente le istruzioni per l'uso e le informazioni destinate ai pazienti.**

In particolare, **desideriamo sottolineare che la penna può essere sfiata (se necessario) al massimo 8 volte in totale, al fine di garantire che tutte le quattro dosi possano essere somministrate correttamente. Inoltre, i pazienti dovrebbero annotare la data in cui è stata iniettata ciascuna dose e registrare quando è stata iniziata una nuova penna con l'indicazione Iniezione 1.**

KwikPen® Mounjaro® è riempita con 3,2 ml di medicamento. Dopo il corretto sfiato e la somministrazione delle quattro dosi complete, rimane una quantità residua nella penna. Questa quantità residua non corrisponde a una dose completa e non può essere somministrata, poiché la penna si blocca automaticamente dopo la somministrazione della quarta dose.



Posizione del
pistone **prima**
dell'uso

Posizione del
pistone **dopo**
la 1^a dose

Posizione del
pistone **dopo**
la 2^a dose

Posizione del
pistone **dopo**
la 3^a dose

Posizione del
pistone **dopo** la
4^a/ultima dose



A partire da agosto 2026 sarà disponibile una nuova versione con volume di riempimento ridotto della cartuccia. La riduzione del volume di riempimento garantisce che le/i pazienti possano riconoscere chiaramente, dopo la somministrazione di quattro dosi, che la penna è vuota. Durante un periodo di transizione, saranno disponibili entrambe le versioni (quella originale e quella aggiornata).

Segnalazione degli effetti indesiderati (EI)

Per la notifica di effetti indesiderati di medicinali (EI), Swissmedic raccomanda di utilizzare la piattaforma di notifica Electronic Vigilance System (EIViS) appositamente sviluppata. Tutte le informazioni necessarie si trovano su www.swissmedic.ch.

Per domande o per ulteriori informazioni, La preghiamo di contattare Medinfo_SwissHUB@lilly.com, +41 44 654 57 52.

La ringraziamo per la Sua attenzione e Le presentiamo i nostri migliori saluti,

Eli Lilly (Suisse) SA