



Eylea® Fertigspritze

**Wichtige Information für Ärzte, Apotheker und Patienten**

Vorübergehende Auslieferung von Eylea® Fertigspritze in dänischer Aufmachung

Sehr geehrte Damen und Herren

Aufgrund eines Lieferengpasses der Eylea® Fertigspritze erhalten sie in Absprache mit Swissmedic die Eylea Fertigspritzen in Verpackungen in dänischer Aufmachung.

Wir bestätigen hiermit, dass die Eylea® Fertigspritzen bezüglich Zusammensetzung, Herstellung und Qualität mit denen in der Schweiz üblicherweise vertriebenen Fertigspritzen identisch sind.

Bitte beachten Sie die jeder Packung beigelegte Schweizer Arzneimittelinformation von Eylea® Lösung zur intravitrealen Injektion, welche auch auf [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch) verfügbar ist.

Wir bitten Sie um Verständnis für die aussergewöhnliche Situation und setzen alles daran, Sie baldmöglichst wieder mit den in der Schweiz üblicherweise vertriebenen Verpackungen beliefern zu können.

Mit freundlichen Grüssen  
Bayer (Schweiz) AG  
044 465 81 11



Eylea® Seringue préremplie

**Information importante pour les médecins, les pharmaciens et les patients**

Livraison temporaire de seringues préremplies Eylea® dans un emballage danois

Madame, Monsieur,

En raison d'un retard dans la livraison de la seringue préremplie Eylea®, en accord avec Swissmedic, vous recevrez les seringues préremplies Eylea® dans un emballage danois.

Nous confirmons par la présente que les seringues préremplies Eylea® sont identiques en termes de composition, de fabrication et de qualité aux seringues préremplies habituellement vendues en Suisse.

Nous vous prions de prendre note de l'information sur le médicament Eylea® solution pour injection intravitréenne, qui est jointe à chaque emballage et qui est également disponible sur [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch).

Nous vous remercions pour votre compréhension pour cette situation exceptionnelle et nous ferons tout notre possible pour pouvoir vous fournir le plus rapidement possible les emballages habituellement vendus en Suisse.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.  
Bayer (Suisse) AG  
044 465 81 11



Eylea® siringa preriempita

**Informazioni importanti per medici, farmacisti e pazienti**

Fornitura temporanea di Eylea® siringa preriempita in confezione danese

Gentili Signori e Signore

A causa di una carenza nella fornitura delle siringhe Eylea® preriempite, riceverete le siringhe Eylea® preriempite, in accordo con Swissmedic, in confezioni in presentazione danese.

Con la presente vi confermiamo che queste siringhe Eylea® preriempite, in termini di composizione, produzione e qualità, sono identiche a quelle comunemente distribuite in Svizzera.

Vi preghiamo di fare riferimento alle informazioni per l'uso corretto della soluzione Eylea® per iniezione intravitreal, la quale è allegata in ogni confezione ed alle informazioni disponibili anche su [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch).

Vi ringraziamo per la vostra comprensione in questa situazione eccezionale e faremo del nostro meglio per tornare a fornirvi il prima possibile il prodotto distribuito abitualmente in Svizzera.

Cordiali saluti  
Bayer (Svizzera) AG  
044 465 81 11