


Authentification à deux facteurs



L'authentification à deux facteurs se fait au moyen de l'application Authenticator de Microsoft. Gratuite, elle fonctionne aussi bien sur Android que sur les appareils Apple et pourra être utilisée dès que vous l'aurez installée et que vous vous serez connecté(e).

Première connexion



Après avoir saisi votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans NDS-Web, la fenêtre suivante s'affiche.


Scannez le code QR avec votre téléphone mobile. Si vous ne pouvez pas le scanner directement, cliquez en bas à droite dans l'application Authenticator sur « IDs vérifiées », puis sur « scanner le code QR ».

Après avoir scanné le code QR, attribuez un nom à l'ID, par ex. « NDS Web entreprise XY Imp/Exp. »

Attention : Choisissez un nom explicite, au cas où vous auriez plusieurs comptes.

Saisissez le code généré dans NDS Web.

Connexion suivante



Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans NDS Web.

Ouvrez l'application Authenticator et entrez le code à 6 chiffres correspondant à votre ID dans le masque de saisie de NDS Web.

Les codes générés automatiquement sont valables pendant 30 secondes. Passé ce laps de temps, un nouveau code est généré.

Plusieurs comptes

Si vous possédez plusieurs comptes, vous devez créer une ID distincte dans l'application Authenticator pour chaque nom d'utilisateur. Pour ce faire, scannez le code QR après avoir saisi le nom d'utilisateur correspondant. Veillez à attribuer un nom explicite à chaque ID afin d'éviter toute confusion.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse ndsweb@swissmedic.ch.