

Opfikon, mars 2026

Pénurie d'approvisionnement de Artiss 4ml, solution congelée (No AMM : 58618)

Livraison temporaire du produit sous emballage allemand (Référence à l'étranger : Artiss 4ml)

Madame, monsieur,

En raison d'une pénurie temporaire du produit suisse, vous recevrez, en accord avec Swissmedic, la préparation Artiss 4ml sous emballage allemand.

La composition, la fabrication, et la qualité du produit allemand sont identiques à celles du produit autorisé en Suisse.

Veuillez vous référer à l'information professionnelle suisse incluse, qui est également disponible sur www.swissmedicinfo.ch. L'information professionnelle suisse s'applique également sans restriction aux marchandises dans un emballage allemand.

Pour le signalement de tout effet indésirable d'un médicament (EI), Swissmedic recommande aux personnes concernées d'utiliser l'Electronic Vigilance System (EIViS), l'outil de déclaration d'effets indésirables. Toutes les informations nécessaires sont disponibles sous www.swissmedic.ch.

Nous vous remercions de votre compréhension pour cette situation inhabituelle, et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir à nouveau vous livrer le produit dans son emballage suisse dans les meilleurs délais.

Nous nous tenons naturellement à votre disposition à tout moment pour répondre à toutes vos questions.

Meilleures salutations,

Baxter AG
Larissa Meyer
Head of CQA Switzerland, FvP

Christiane Pfoestl von
Mgr, Marketing AS DACH
DE Marketing HC Adv Surgery